

Actimove®

LombaLift

life

Professioneel rugsteunbandage

40% Polyester
40% Elastodiene
20% Polyamide



Manufactured for:
BSN medical Inc.
100 Beiersdorf Drive
Rutherford College, NC 28671 · USA

 BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany
www.bsnmedical.com

Made in China

LT0369 OCT-2009

BSNmedical





NL

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® LombaLift.

Toepassingen

- Ondersteuning van de rug
- Lage rugpijn en lumbago

Contra – indicaties

- Ernstige rugletsels
- Patiënten met gekende overgevoeligheid voor natuurlijke rubber- of latexproteïnen

Let op: Dit product bestaat uit bestanddelen welke natuurlijke latex bevatten. In sommige gevallen kan dit allergische reacties veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

- Bij abnormale zwelling, huidverkleuring of bij het optreden van ongemakken moet het gebruik stopgezet worden en de zorgverstrekker geraadpleegd worden.
- De bandage moet behaaglijk en comfortabel zitten zonder de bloedsomloop of de ademhaling te belemmeren.
- Het product bevat natuurlijke rubber of latex. Dit kan allergische reacties uitlokken.
- Zorg voor een aangepaste wondverzorging indien deze bandage over open of geïnfecteerde wonden wordt aangebracht.
- Opgepast bij fluctuerend oedeem.

Reiniging & Onderhoud

De klittenbanden sluiten. Machinewas op 30°C/86°F (delicate stoffen) of handwas in lauw water en met een zacht wasmiddel. Laten drogen op kamertemperatuur. De bandage moet volledig droog zijn voor dat het opnieuw gedragen kan worden.

Gebruiksaanwijzing

Deze bandage moet over een licht hemdje/t-shirt gedragen worden.

1. Leg de bandage volledig open en maak eerst de zijdelingse klittenbandsluitingen los.
2. Plaats de bandage in het midden van de onderrug met het haakgedeelte van het klittenband aan de rechterkant en naar het lichaam toe. Trek de bandage met beide uiteinden naar voren.
3. Wikkel eerst, onder voortdurend lichte spanning, het linker uiteinde rond het abdomen. Houd het verband op zijn plaats.
4. Wikkel vervolgens het andere uiteinde rond het abdomen en sluit het met het klittenband.
5. Pak de zijdelingse elastische riemen, trek ze naar voren en sluit het klittenband. Eerst aan de linkerkant en dan aan de rechterkant.
6. Trek de 2 riemen over beide schouders en pas de lengte aan.