

Leukotape® sport

Niet rekbare, klevende zwachtel (voor taping)



sterke kleefkracht,
zowel op de huid als op
onderbandages

effectief stabiliserend
effect, zowel
mechanisch als
proprioceptief

makkelijk afrolbaar

scheurbaar in de lengte en
de breedte door gekartelde
randen

buitenzijde van het
dragermateriaal is
waterafstotend

Omschrijving	Referentie	Verpakking
Leukotape sport 3,75 cm x 10 m	01674-00	per 12

