


### DESCRIPTION :

Manchon de protection du talon en forme de demi-coque non rigide, rembourré permettant la protection en douceur du talon.

Fermeture par attache de type Velcro.

### CARACTERISTIQUES:

- Permet la protection du talon des patients alités et réduit le risque de survenue d'escarres.
- peut-être utilisé en combinaison avec d'autres mesures préventives
- Hygiénique : peut-être lavé
  
- Ne contient pas de latex naturel
- Ne contient pas de phtalate



### INDICATIONS:

Protection du talon destinée aux patients alités permettant de réduire le risque d'escarres ou d'abrasion de peau.

### MODE D'EMPLOI:

Se conformer aux informations disponibles sur l'emballage

### **PARTICULARITES D' UTILISATION:**

-

### **PRECAUTIONS D' EMPLOI:**

Contrôler le talon de façon régulière, (ne dispense pas des soins infirmiers)  
Toujours protéger les plaies ouvertes  
Toujours vérifier que la taille choisie est bien adaptée au patient

### **ENTRETIEN :**

Fermer les attaches. Laver en machine à 30°C (cycle délicat) ou à la main, à l'eau tiède à l'aide d'un savon doux. Faire sécher à température ambiante.  
Après le lavage, s'assurer que la protection soit parfaitement sèche avant de l'utiliser de nouveau

### **CONTRE-INDICATIONS:**

-

### **CONDITIONNEMENT:**

Présentation unitaire

Sachet unitaire plastique

#### *Présentation hôpital*

#### **Pied droit ou gauche :**

<i>EAN13</i>	<i>ACL7</i>	<i>Référence (*)</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Unité de cde</i>	<i>Carton stand.</i>	<i>Code LPPR</i>
4042809017564	9697161	72819-00070-00	Uniververselle	1	30	

(\*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

### **STERILISATION:**

Produit livré non stérile

BSN medical SAS  
57, boulevard Demorieux  
F - 72058 LE MANS Cedex 2  
Tél.: 02 43 83 40 40  
Fax: 02 43 83 40 41

**CONTACT PHARMACIE :**

**N° Vert : 0 800 302 282**



- **Système de Management certifié**
- **EN ISO 9001**
- **EN ISO 13485**