

# Cuticell® / Cuticell® Classic

Pansements de contact à faible adhérence



Les pansements  
de contact qui  
aident à maintenir  
un environnement  
humide

# Cuticell®

## Pansement imprégné d'onguent Eucerit®

Pansement primaire constitué d'un acétate doux imprégné d'onguent non-médicamenté. Le résultat - un pansement à faible degré d'adhérence qui n'entrave pas le processus de cicatrisation, qui minimise la douleur lors des changements de pansements, et qui procure l'environnement humide propice à la cicatrisation.

- Pas d'excès d'onguent sur le site de la plaie
- Convient aux peaux sensibles
- Empêche la croissance de tissu entre les mailles du tissage ultra fin de 1 x 1 mm
- Tissu à base d'acétate doux dont la structure ne peluche pas et ne s'effiloche pas une fois coupée
- Manipulation facile, sans pellicule protectrice
- Perméable à l'air et à l'exsudat

Code	Dimensions	Contenu boîte
7253900	7.5 cm x 7.5 cm	10 pansements
7253901	7.5 cm x 7.5 cm	50 pansements
7253902	7.5 cm x 20 cm	10 pansements
7253903	7.5 cm x 20 cm	50 pansements
7253904	20 cm x 40 cm	25 pansements



# Cuticell Classic®

## Pansement imprégné de paraffine

Pansement à faible degré d'adhérence fait d'une gaze de coton imprégnée de paraffine pour faciliter les changements de pansements et procurer l'environnement humide propice à la cicatrisation.

- Imprégné de paraffine apaisante, cicatrisante et non adhérente
- Gaze à maillage verrouillé qui permet une meilleure stabilité du pansement lorsqu'il est coupé
- Perméable à l'air et à l'exsudat

Code	Dimensions	Contenu boîte
7253800	5 cm x 5 cm	5 pansements
7253801	5 cm x 5 cm	50 pansements
7253802	10 cm x 10 cm	10 pansements
7253803	10 cm x 10 cm	100 pansements
7253804	10 cm x 40 cm	10 pansements
7253805*	10 cm x 10 cm	36 pansements
7253806*	10 cm x 7 m	1 rouleau



\*Non stérile, non emballé individuellement